JIMBO / 01

Bedienfeld auf einen Blick

PodoMonium Jimbo · Fußpflegegerät mit Absaugung für die professionelle Trockentechnik



1 Drehzahl

Großer Drehregler. Drehzahl am eingesetzten Fräser ausrichten.

2 Saugkraft

Kleiner Drehregler. Absaugleistung einstellen.

3 Absaugung Ein/Aus

Oberer runder Taster vorne. Bei der Fußpflege mit Absaugung arbeiten.

4 Fräser Ein/Aus

Unterer runder Taster vorne. Hier stoppst Du das Handstück vor dem Fräserwechsel.

Hauptschalter und Fußpedal

Der Hauptschalter sitzt hinten. Das Original-Fußpedal wird bei ausgeschaltetem Gerät an der gekennzeichneten Buchse angeschlossen. Halte Netzschalter und Stecker zugänglich.

JIMBO / 02

Fräser sicher wechseln

Die Originalbilder zeigen, wie Du den Spannring bedienst und den Fräser gerade wechselst.

Zuerst vorne ausschalten

Drücke den unteren Ein-/Aus-Taster für den Fräser (Seite 1, Nr. 4). Warte auf vollständigen Stillstand. Beachte für die Netztrennung beim Werkzeugwechsel die mit Deinem Gerät gelieferten Sicherheitshinweise.



01 Spannring öffnen

Drehe den Spannring bis zum Klick in die Öffnungsstellung.



02 Fräser herausziehen

Ziehe den alten Fräser gerade aus der Aufnahme.



03 Fräser einsetzen

Setze einen passenden, trockenen und unbeschädigten Fräser mit 2,35 mm Schaft bis zum Anschlag ein.



04 Spannring festdrehen

Drehe den Spannring linksherum bis zum Klick fest und prüfe den sicheren Sitz.

Vor dem Start

Prüfe die zulässige Drehzahl des eingesetzten Fräsers. Beim Neustart aus Standby können die zuletzt eingestellten Werte wieder aktiv sein.

JIMBO / 03

Vorbereiten, einstellen, pflegen

Gerät und Zubehör nach der mitgelieferten Anleitung und Deinem Hygieneplan einsetzen.

Vorbereitung und Betrieb

Gerät trocken, standsicher und mit freien Lüftungsschlitzen aufstellen. Kabel, Stecker, Handstück und Fräser prüfen. Passenden Staubfilter einsetzen. An eine geeignete Steckdose mit Schutzleiter anschließen. Handstück beim Einschalten sicher halten oder ablegen.



Drehzahl

Mit dem großen Regler an Fräser und Anwendung anpassen.



Saugkraft

Absaugung vorne einschalten und am kleinen Regler einstellen.

Filter kontrollieren und wechseln

Absaugung nur mit eingesetztem Filter betreiben. Filter alle 10 Betriebsstunden prüfen. Einen vollen Filter sofort, spätestens nach 50 Betriebsstunden wechseln. Vor dem Filterwechsel Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Atemschutz tragen und den Filter staubarm entsorgen.



Handstück reinigen und pflegen

Vor Reinigung und Desinfektion Netzstecker ziehen. Oberflächen gemäß Anleitung abwischen, keine Flüssigkeit eindringen lassen. Ein dafür freigegebenes Vorstück gerade vom Motor abziehen und nur nach Pflegeanleitung behandeln. Motor und Kabel bleiben frei von Öl und Spray.

JIMBO / 04

Warn- und Sicherheitshinweise

Vor der ersten Anwendung die vollständige, zum Gerät gehörende Gebrauchsanleitung lesen.

Elektrische Sicherheit

Nur in trockener Umgebung betreiben. Bei beschädigtem Kabel, Stecker, Gehäuse oder Handstück Gerät außer Betrieb lassen. Keine Flüssigkeit einsaugen oder eindringen lassen. Gerät nicht öffnen oder selbst reparieren.

Rotierende Werkzeuge

Haare und lose Kleidung von drehenden Teilen fernhalten. Nur geeignete, unbeschädigte Fräser einsetzen und die zulässige Drehzahl beachten. Bei losem Fräser, Blockade oder ungewöhnlicher Vibration sofort stoppen.

Staub, Hygiene und Hautschutz

Mit aktiver Absaugung arbeiten. Schutzbrille, geeigneten Atemschutz und flüssigkeitsundurchlässige Einmalhandschuhe tragen. Fuß sicher abstützen und mit leichtem Druck arbeiten. Fräser nach Herstellerangaben aufbereiten.

Außerbetriebnahme und Wartung

Handstück und Absaugung ausschalten, Hauptschalter ausschalten und Netzstecker ziehen. Auch vor Reinigung, Desinfektion und Wartung den Netzstecker ziehen. Reparaturen einer Fachwerkstatt überlassen. Kinder und Unbefugte fernhalten.

Produkt und Kontakt

Modell PodoMonium Jimbo · Artikel CS20508 · Technische Beratung und Vertrieb CS Kosmetikvertrieb · info@cs-kosmetikvertrieb.de

Diese bebilderte Anleitung ergänzt die zum Gerät gehörenden Unterlagen. Grundlage sind die Jimbo-Gebrauchsanleitung CS20508, insbesondere die Abschnitte Sicherheit, Bedienfeld, Filterwechsel und Werkzeuge einspannen, sowie die Originalaufnahmen von CS Kosmetikvertrieb.